




Scheda tecnica CompressAR System

Nome Commerciale: Braccio CompressAR
Destinazione d'uso: Sistema per la compressione meccanica dell'arteria femorale
Codice: 160-0000-0X
Produttore: Advanced Vascular Dynamics – ex Semler Technology
Distributore esclusivo Italia: KARDIA S.R.L. - Via Luigi Rizzo 8\1, Milano

Immagine del prodotto	
Descrizione	Braccio CompressAR - Asta verticale 20" rotabile, Braccio orizzontale estensibile CompressAR è il più semplice e preciso strumento di compressione per le procedure all'arteria femorale e riproduce fedelmente la pressione manuale. Completamente regolabile è ideale per tutti i pazienti cateterizzati.
Indicazioni per l'uso	Sistema per la compressione femorale post procedura per mezzo dei dischi dedicate Comfort Disc

MDD Classificazione 1
CND: C90010301
Iscrizione a repertorio: 55894/R



Scheda tecnica CompressAR System

Nome Commerciale: Comfort Disc
 Destinazione d'uso: Dischi per la compressione femorale con Braccio CompressAR
 Codice: 5XXX-00
 Produttore: Advanced Vascular Dynamics – ex Semler Technology
 Distributore esclusivo Italia: KARDIA S.R.L. - Via Luigi Rizzo 8\1, Milano

Immagine del prodotto	
Descrizione	Dischi di diverse forme adattabili all'anatomia dei pazienti per la compressione esterna dell'arteria femorale che riproducono fedelmente la pressione manuale.
Contenuto della confezione	Dodici (12) dischi sterili, monouso, confezionati singolarmente.
Caratteristiche	Materiale Latex Free e non contiene agenti derivati da animali.
Modalità di confezionamento	Il prodotto è confezionato in scatole da dodici confezioni singole. Prima della spedizione, il prodotto è stato sottoposto a sterilizzazione a gas con ossido di etilene secondo le normative EN 550:1994, EN ISO 10993-7:1995. La sterilizzazione non è garantita se la confezione non è integra. Utilizzare immediatamente l'apertura della confezione. Prodotto monouso non risterilizzabile.
Modalità di conservazione	Non conservare il prodotto piegato e/o sotto peso eccessivo. Il prodotto va conservato lontano dall'acqua. Riporre al buio, in luogo fresco ed asciutto.
Modalità di smaltimento	Verificare le indicazioni dettate dalle normative italiane inerenti lo smaltimento dei dispositivi medici
Modalità d'impiego e controindicazioni	Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto.

Ente certificatore: NEMKO

Pag. 2 di 3

Classe di appartenenza: Classe 1
Certificato CE: EU0704407
CND: C90010301
Iscrizione a repertorio: 55894/R

CODICI E DESCRIZIONI

Braccio CompressAR

Asta verticale 20" rotabile, Braccio orizzontale estensibile

Cod. 160-0000-05	COMPRESSAR MODEL 6000 UNIVERSAL	(per serie Comfort Disc)
Cod. 160-0000-16	COMPRESSAR MODEL 6000 STRONG ARM	(per serie SuperComfort Disc)

Dischi

Confezioni da 12 pezzi in buste singole

Comfort Disc

Cod. 5187-00	LARGE COMFORT	(utilizzare con braccio universal)	Per taglie normali.
Cod. 5207-00	JUMBO COMFORT	(utilizzare con braccio universal)	Per pazienti obesi.

Super Comfort Disc

Cod. 5303-00	SUPERCONFORTDISC	(utilizzare con braccio strong arm)	Per pazienti normali
Cod. 5305-00	JUMBO SUPERCONFORTDISC	(utilizzare con braccio strong arm)	Per pazienti obesi.